

歯科材料1 歯科用金属
管理医療機器 歯科鑄造用合金 (70798000)
ブルーゴールドタイプII

【禁忌・禁止】

本合金、類似成分の合金又は配合成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状: 粒状
成分・分量:

成分	分量
金	25 %
白金	1 %
パラジウム	17 %
銀	38 %
インジウム	16 %
亜鉛	3 %
レニウム	

**** [原理]**

加熱溶解後に鑄造し、歯科用修復物及び器材の作製に用いる、歯科鑄造用合金である。

**** [参考情報]**

液相点: 900℃
固相点: 870℃
密度: 11.7g/cm³

熱処理	軟化	硬化
耐力 (0.2%) (MPa)	240	400
伸び (%)	6.5	3.5
硬さ (HV)	165	200

(試験方法: 自社試験方法による)

**** 【使用目的又は効果】**

[使用目的]

インレー、クラウン、ブリッジなどの歯科修復物、補綴物又は装置の作製に用いる。

**** [使用用途]**

インレー、クラウン、ブリッジ

**** 【使用方法等】**

*** (1) ワックスアップ**

ワックスアップは通法に従って行って下さい。

(2) スプルーイング

スプルー線は、1.5~2.5mm φ位のものを鑄造体の大きさに応じて使用して下さい。

(3) 埋没

クリストバライト系埋没材を用い、湿セラミック系リボン
を1枚内張して下さい。
ワックス表面処理には、弊社のゼットミストが最適です。

*** (4) リング焼却**

約650℃にて20~30分間係留後、鑄造して下さい。

※リングの過熱は、鑄造欠陥の原因となりますので十分注意して下さい。

(5) 溶解と鑄造

尖鋭な火炎を用い少量のフラックスを加え、なるべく短時間で溶解させ、合金が球状回転を始めた時が鑄造の最適時です。

※従来の金合金より、低融点のためオーバーヒートに十分注意して下さい。

※本合金は従来の金合金と異なり、ゆるやかに溶け始める性質があり、完全な球状回転にて鑄造を行いますと、鑄造欠陥を生じますので十分注意して下さい。

※フラックスには、弊社のYPフラックスHタイプ(金合金・金銀パラジウム合金用)が最も適しています。

*** (6) 熱処理**

熱処理が必要な場合は次の方法で行って下さい。

軟化処理: 約750℃で約15分間加熱後水中急冷して下さい。

硬化処理: 軟化処理したものを約450℃内へ入れて約5分間係留後約450℃から約250℃まで約30分間で冷却させ、放冷して下さい。

※本合金は熱処理による硬さ効果が小さいので、クラスプ、バーなどの使用は避けて下さい。

(7) 清掃

酸処理液には、弊社のゼットクリーンが最適です。

※洗浄は常時本合金を専用とする液として使用して下さい。

古い液や他種の合金と同時洗浄は絶対に避けて下さい。

※従来用いた塩酸、硫酸等の使用は絶対に避けて下さい。

*** (8) ろう付け**

本合金は低融点のため弊社のブルーソルダー50を使用して下さい。

**** (9) 研磨**

研磨は、通法に従って行って下さい。

通常の研磨で容易に研磨出来ます。

[使用方法に関連する使用上の注意]

(1) 本合金は熱処理による硬さ効果が小さいので、クラスプ、バーなどの使用は避けて下さい。

(2) 本合金を再溶解する場合には、埋没材その他の異物を完全に除去し、少なくとも新しい合金を等量以上加えてから使用すること。

(3) 歯科用フラックスを使用する場合には、その説明書に表示してある使用上の注意事項を守ること。

【使用上の注意】

**** [使用注意]**

(1) 本合金の鑄造設備付近には、局所排気装置、換気扇などを設けて密閉した部屋での作業を避け、鑄造により発生する粉塵及び蒸気を吸入しないこと。

(2) 合金の研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。

* (3) 本合金の溶解、加熱、切削、研磨の際には、眼の損傷を防ぐために保護めがねなどを使用すること。

(4) 他の合金と混溶しないこと。

(5) 本合金は、記載の用途以外には使用しないこと。

[重要な基本的注意]

本合金の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

[不具合・有害事象]

有害事象

掌蹼膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科金属疹(遅発性金属アレルギー疾患)を発症することがあります。

**** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元: YAMAKIN 株式会社

住所: 〒781-5451

高知県香南市香我美町上分字大谷 1090-3

テクニカルサポート: ☎ 0120-39-4929

ホームページアドレス: <http://www.yamakin-gold.co.jp>