適用対象分類

製品名	適用対象							
	貴金属		非貴金属				セラミックス	
	Au合金	Au-Ag-Pd 合金	Ti	Ti合金	Ni-Cr 合金	Co-Cr 合金	ジルコニア(陶材) (ZrO ₂)	
マルチプライマー ペースト	0	0	0	0	0	0	×	
マルチプライマー リキッド	0	0	0	0	0	0	0	

	週 用 対 象					
製品名	レジン硬化物・レジン材料					
农吅石	Luna-Wing	TWiNY	KZR-CAD HR ブロック2			
マルチプライマー リペアーリキッドワン	0	0	0			

歯冠修復物(ジルコニアセラミックス、歯科用陶材、無機質フィラーを含むレジン系材料、金属)の破折、摩耗等の修理 2マルチプライマー リキッドの ■ 被着面の粗面化・水洗・乾燥 🛭 アイゴスボンドの塗布 塗布、乾燥 被着面全体にアイゴスボンドを塗布 被着面の粗面化・水洗・乾燥を行い 乾燥させた被着面全体にマルチプライ し、約20秒間静置します。 マーリキッドを塗布し、約60秒間* 乾燥させます。 4 エアー乾燥 🙃 コンポジットレジン充填 バキュームで吸引しながら、液面が動 歯科重合用光照射器 (300mW/cm² 以上)により10秒間以上光照射し、 せます。(目安:強圧で5秒間以上)



お取扱店



マルチプライマー ペースト

金属とレジン材料を接着



マルチスライマー リキッド

金属・セラミックス(ジルコニア)と レジン材料を接着



マルチプライマー リペアリキッドワン

レジン硬化物とレジン材料を接着





Multi Primer

チェアサイド用

つ

ませんか?

ラボサイド

CAD/CAM用

マルチプライマー リキッド

金属・セラミックス(ジルコニア)と レジン材料を接着



アイゴスボンド

口腔内の湿潤状態に左右されにくい ボンディング材





本 社 〒543-0015 大阪市天王寺区真田山町3番7号 TEL.(06)6761-4739代 FAX.(06)6761-4743 東京・大阪・名古屋・福岡・仙台・高知・生体科学安全研究室 URL http://www.yamakin-gold.co.jp

テクニカルサポート 0120-39-4929

ISO 9001/13485 認証取得

ISO 14001






マルチプライマー: 管理医療機器 歯科金属用接着材料(歯科セラミックス用接着材料、歯科レジン用接着材料) 認証番号: 226AABZX00069000 アイゴスボンド : 管理医療機器 歯科用象牙質接着材(歯科セラミックス用接着材料)(歯科金属用接着材料) 認証番号: 226AABZX00133000


AM用材料の使用

メタルフレーム(鋳造用)にレジンを築盛する場合

フレームに使用される金属: Au合金、Au-Ag-Pd合金、Ti、Ti合金、Ni-Cr合金、Co-Cr合金




形態修正後に追加築盛する場合



ツイニー: 管理医療機器 歯冠用硬質レジン 認証番号: 222AABZX00121000 ルナウィング: 管理医療機器 歯冠用硬質レジン 認証番号: 218AABZX00035000

メタルフレーム(CAD/CAM用)にレジンを築盛する場合

フレームに使用される金属: Ti、Ti合金、Co-Cr合金



ジルコニアフレーム(CAD/CAM 用)*4 にレジンを築盛する場合



レジンフレーム(CAD/CAM用)にレジンを築盛する場合



- ※1 サンドブラスト処理は粒径約50um、圧力約0.2~0.25MPaで行ってください。
- ** 4 ジルコニアフレームのレジン築盛面は階段状(段差約0.1mm)に設計し、表面に凹凸をつけたフレームの加工を推奨いたします。 **・ファイフング、上記さいとはおいらのが、位上が2012 CECtim になっています。 ***・ファイフング このマング 生態がある。 ***・ファイフング このマング 生態がある。 ***・ファイフング こうしょう ときがい はまま こうしょうしゃ を実施をする場合は、アンドブラス アイディング こうじょう ***・マルース・ファイング こうりょう ***・マルス・ファイング こうり ***・マルース・ファイング こうりょう ***・マルース・ファイング こうりょう ***・マルス・ファイング こうりょう ***・マルース・ファイング こうりょう ***・マルス・ファイング こうりょう ***・マルス・ファイング こうり こうり ***・マルス・ファイング こうり ***・マルス・ファイング こうり ***・マルース・ファイング こうり ***・マルース・ファイング こうり こうり こうり こうり ***・マル
- ※3 併用する材料の重合時間は、各材料の添付文書に従います。