

Nu:le Coat

満足のいく仕上がりをもっと手軽に

特設サイトは
こちらから




第35回
中小企業
優秀新技術・新製品賞
優良賞受賞

2023年6月
新色追加



1本で自然な歯肉色



ガム



ガム

小窩裂溝部の色調を容易に再現



ダークブラウンHV



ダークブラウンHV



ラボサイドでも
チェアサイドでも
使用可



低粘性で
塗布しやすい



透明コーティング
重ね塗りもOK



優れた耐久性
歯スラン摩耗試験
5万回実施



自由自在な
色調調整

ガラスワン



PEEK用
前処理材

ガム1本あれば自然な歯肉色を再現可能

ガム

主な使用用途：歯肉色の再現

特長

- ✓ 1本で歯肉色を再現可能

複数色を混ぜる必要がなく、効率的に歯肉色を再現できます。



濃い発色と塗布に適した粘性で小窩裂溝部の色調を容易に再現

ダークブラウンHV

主な使用用途：臼歯小窩裂溝部のキャラクタライズ

特長

- ✓ ピンポイントで塗布できる粘性
- ✓ 濃い発色

細い筆やインスツルメントで塗布することで、小窩裂溝部の色調を容易に再現できます。



ラインアップ

Nu:le Coat

Nu:leコート（ヌールコート）

管理医療機器 歯科表面滑沢硬化材（高分子系歯冠用着色材料、歯科レジン用接着材料、歯科レジン系補綴物表面滑沢硬化材、歯科接着・充填材料用表面硬化保護材、歯面コーティング材）認証番号：303AABZX00051000

★Liquid★



さらっと塗りやすい
コーティング・キャラクタライズに

単品包装

Nu:leコート リキッド クリアー（6mL） 3,000円
Nu:leコート リキッド（4mL）全15色 各4,200円
（ホワイト、グレー、ブラウン、イエロー、オレンジ、ブルー、
レッド、ピンク、ブラック、ガム、ダークブラウンHV、
Aプラス、Bプラス、Cプラス、Dプラス）

★Gel★



厚みを持たせたい部分に

単品包装

Nu:leコート ジェル（2mL）
4,800円

セット包装

Nu:leコート ジェル・リキッドセット 7,860円（付属品：平筆 1本、丸筆 1本、ディスポーザブル採取皿 25枚）
Nu:leコート シェードプラスセット 17,000円（付属品：平筆 1本、丸筆 1本、ディスポーザブル採取皿 25枚）
Nu:leコート フルセット 37,600円（付属品：平筆 3本、丸筆 3本、ディスポーザブル採取皿 50枚）

単品

ディスポーザブル採取皿 50枚
2,000円

電子添文DL
硬化には、本材に適した
有効波長の光重合装置
をご使用ください。



●セット内容一覧

タイプ	ジェル	リキッド															
カラー																	
クリアー	クリアー	ホワイト	グレー	ブラウン	イエロー	オレンジ	ブルー	レッド	ピンク	ブラック	ガム	ダーク ブラウンHV	Aプラス	Bプラス	Cプラス	Dプラス	
ジェル・リキッドセット	●	●															
シェードプラスセット		●												●	●	●	●
フルセット	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●

製品や機型、パッケージなどの色は、印刷インクや撮影条件などから、実際の色とは異なって見えることがあります。記載のデータは条件によって異なる場合があります。
製品の仕様、外観や容器などは予告なく変更する場合があります。価格は希望ユーザー価格（税抜き）です。製品を使用するときは必ず最新の電子添文をご確認ください。

製造販売元 **YAMAKIN株式会社**
〒781-5451 高知県香南市香我美町上分字大谷1090-3

大阪・東京・名古屋・福岡・仙台・高知
生体科学安全研究室・YAMAKINデジタル研究開発室
<https://www.yamakin-gold.co.jp>

製品に関するお問い合わせ（9:00-17:00）
テクニカルサポート サンキュー ヨクツク
0120-39-4929

お取扱店