

2023年2月10日



ジルコニアディスク新製品発売のご案内

さて、この度弊社では、2023年2月21日（火）より下記のとおりジルコニアディスクの新製品「KZR-CAD ジルコニア Laxio（ラクシオ）」を発売いたします。

本製品は透光性の異なる5層構造の混合組成積層型のジルコニアディスク（白色）です。

歯頸部から切端部にかけて透光性の異なる審美性に優れたグラデーションタイプでありながら、すべての層で曲げ強さが均一で、1100MPaという高強度を実現しており、インレーから14歯フルブリッジまで幅広い症例にお使いいただけます。

さらに、焼結時のディスクの反りを抑制しており、単一組成のジルコニアと同等の良好な適合が得られます。また、弊社のジルコニア用ステイン陶材「ゼオセライト ZR」の併用で様々な色調が表現できます。

この機会にぜひお客様にお勧めくださいますようお願い申し上げます。

今後とも安全で安心していただける製品をお届けする所存でございます。引き続き倍旧のご愛顧を賜りたく、お願い申し上げます。

記

(1) 概要

- ・ 発売日 2023年2月21日（火）
- ・ 販売名 KZR-CAD ジルコニア Laxio
- ・ 一般的名称 歯科切削加工用セラミックス
- ・ 区分 管理医療機器
- ・ 認証番号 304AFBZX00051000

(2) ラインアップ

製品名	製品名			包装 単位	希望ユーザー 価格	GS1-128 コード	クラス 分類
	シェード	径	厚さ				
KZR-CAD ジルコニアディスク Laxio	GR-White	φ98.5	×t14	1枚	39,600円	0104560231198595	II
			×t18		42,900円	0104560231198601	
			×t22		45,100円	0104560231198618	

今回発売するシェードは「GR-White」（白色）のみです。

以上