

2023年5月19日



新製品発売とラインアップ追加のご案内

さてこの度、弊社では新製品の歯科用エッチング材「ゼロフローエッチャント」と、歯科表面滑沢硬化材「Nu:1eコート」および「KZR-CAD ジルコニア Laxio」の新色ラインアップを発売いたします。詳細とラインアップは別紙をご参照ください。

この機会にぜひお客様にお勧めくださいますようお願い申し上げます。

今後とも安全で安心していただける製品をお届けする所存でございます。引き続き倍旧のご愛顧を賜りたく、お願い申し上げます。

(別紙)

(1) **新発売** 「ゼロフローエッチャント」の発売について

(1) **概要**

塗布したあとも垂れずに留まる操作性で、エナメル質へのセレクトティブエッチングに適したリン酸エッチング材です。

歯面を素早く粗造化し、接着性を向上させます。エッチング時間による接着性への影響はほとんどないため、余裕をもって処理できます。

脱灰深度（歯を溶かす量）を抑えつつ、目的の接着性向上を達成できる設計です。

- ・ 発売日 2023年6月1日（木）
- ・ 販売名 ゼロフローエッチャント
- ・ 一般的名称 歯科用エッチング材
- ・ 区分 管理医療機器
- ・ 認証番号 304AGBZX00100000

(2) **ラインアップ**

製品名	包装単位	希望ユーザー価格	GS1-128 コード	クラス分類
ゼロフローエッチャント （付属品：ディスプレイノードルチップ） 21ga（内径：0.6 mm、緑）5本 25ga（内径：0.3 mm、青）5本	1本 (2mL)	2,000 円	0104570110512701	II

(2) **新色追加** 「Nu:leコート」の新色追加について

(1) **概要**

「Nu:leコート」リキッドに歯肉部と、小窩裂溝部での使用を想定したカラーを追加いたします。

- ・ 発売日 2023年6月1日（木）

(2) **ラインアップ**

製品名		包装単位	希望ユーザー価格	GS1-128 コード	クラス分類
Nu:leコート リキッド	ガム	1本 (4mL)	4,200 円	0104570110512749	II
	ダークブラウンHV			0104570110512732	

(別紙)

(3) **新色追加** 「KZR-CAD ジルコニア Laxio」の新色追加について

(1) 概要

歯頸部から切端部にかけて透光性が移行する審美性に優れたグラデーションタイプでありながら、ディスク内のどの位置でも高強度 (1,100MPa) を実現した混合組成積層型ジルコニアディスク「KZR-CAD ジルコニア Laxio」に、待望のカラータイプを追加します。

・ 発売日 2023年7月21日 (金)

(2) ラインアップ

製品名			包装 単位	GS1-128 コード	クラス 分類	
シート	径	厚さ				
KZR-CAD ジルコニア ディスク Laxio	GR-A1	φ98.5	× t14	1 枚	0104560231198502	II
			× t18		0104560231198519	
			× t22		0104560231198526	
	GR-A2		× t14		0104560231198533	
			× t18		0104560231198540	
			× t22		0104560231198557	
	GR-A3		× t14		0104560231198564	
			× t18		0104560231198571	
			× t22		0104560231198588	