

2023年8月25日



「KZR-CAD ファイバーブロック フレーム」 発売のご案内

さて、この度弊社では2023年9月29日（金）より、以下の通り、CAD/CAM切削加工用フレーム材料「KZR-CAD ファイバーブロック フレーム」を発売いたします。

本製品は「ファイバーブロック®」（シート状のガラス繊維を積層して樹脂を含浸し、ブロック状に重合硬化したグラスファイバー強化型レジン材料）を使用した、ブリッジフレームに適したCAD/CAM用ブロックです。

ガラス繊維を高充填することで約800MPaという高い曲げ強さが得られ、この特性によりメタルレスのブリッジフレームをCAD/CAM切削加工で作製することが可能です。この機会にぜひお客様にお勧めくださいますようお願い申し上げます。

今後とも安全で安心していただける製品をお届けする所存でございます。引き続き倍旧のご愛顧を賜りたく、お願い申し上げます。

記

(1) 概要

- ・ 発売日 2023年9月29日（金）
- ・ 販売名 KZR-CAD ファイバーブロック フレーム
- ・ 一般的名称 歯科切削加工用レジン材料
- ・ 区分 管理医療機器
- ・ 認証番号 304AKBZX00077000

(2) ラインアップ

製品名				希望ユーザー価格	GS1-128 コード	クラス分類
	シェード	サイズ	入数			
KZR-CAD ファイバーブロック フレーム	グラスグリーン	15×19×40	1個	12,000 円	0104570110512961	II
			3個	34,200 円	0104570110512978	

製品1箱につき本製品の使用方法を詳しく紹介したB5サイズのカードを1枚添付いたします。

以上

「ファイバーブロック」はYAMAKIN株式会社の登録商標です。