

2023年11月20日



ロングタイプ ハイブリッドレジンブロック 発売のご案内

さて、この度弊社では、2023年12月1日（金）より、ロングタイプのハイブリッドレジンブロックを発売いたします。

本製品は、弊社のグラスファイバー強化型レジンブロック「KZR-CAD ファイバーブロック フレーム」で作製したブリッジのフレーム上層部に接着する、3歯連結の被覆冠に適したサイズのハイブリッドレジンブロックです。

作製した被覆冠を接着することで、メタルレスのブリッジであるファイバーブリッジをデジタル技術で製作することができます。

詳細とラインアップは別紙をご参照ください。

今後とも安全で安心していただける製品をお届けする所存でございます。引き続き倍旧のご愛顧を賜りたく、お願い申し上げます。

(別紙)

(1) 発売日

2023年12月1日(金)


(2) 概要

一般的名称 歯科切削加工用レジン材料
区分 管理医療機器

販売名	認証番号	適応範囲	色調タイプ
KZR-CAD HR ブロックロング ハード	305AKBZX00071000	臼歯用	単色
KZR-CAD HR ブロックロング GR	305AKBZX00072000	前歯・小臼歯用	グラデーション

※本製品はCAD/CAM冠として保険治療には使用できません。

本製品を使用したファイバースブリッジの模式図



(3) ラインアップ

製品名	シェード	サイズ	入数	希望ユーザー価格	GS1-128 コード
KZR-CAD HR ブロックロング ハード	A2	15×19×40	1個入り	9,800円	0104570110513203
			3個入り	27,900円	0104570110513241
	A3		1個入り	9,800円	0104570110513210
			3個入り	27,900円	0104570110513258
KZR-CAD HR ブロックロング GR	A2-GR		1個入り	9,800円	0104570110513227
			3個入り	27,900円	0104570110513265
	A3-GR		1個入り	9,800円	0104570110513234
			3個入り	27,900円	0104570110513272

※商品詳細や不明な点がございましたら、弊社営業担当者までお問い合わせください。