

2024年1月19日



「ア・ウーノ」ラインアップ追加のご案内

さてこの度、弊社では2024年2月21日（水）より、ユニバーサルシェード型コンポジットレジン「ア・ウーノ」に下記のとおりラインアップを追加いたします。新色（White、Dark）を使用すると、より多くの症例で審美的に修復でき、「ア・ウーノ」の世界がグッと広がります。

この機会に是非お客様にお勧めくださいますようお願い申し上げます

今後とも安全で安心していただける製品をお届けする所存でございます。引き続き倍旧のご愛顧を賜りたく、お願い申し上げます。

記

(1) 発売日

2024年2月21日（水）

(2) 特徴

「ア・ウーノ」はベーシック1色で幅広いシェードに適応しますが、次の場合に新色（White、Dark）を使用すると、さらに自然な色調の表現が可能になります。

White	<ul style="list-style-type: none">・ホワイトニングされた歯や乳歯のように明度の高い色調・咬頭頂のキャラクタライズ
Dark	<ul style="list-style-type: none">・老年代の歯頸部のように濃い色調・A3～A4において象牙質に及ぶ深い窩洞の場合の下地 (Darkを象牙質部分に充填し、ベーシックをエナメル質部分に充填)

(3) ラインアップ

製品名		包装単位	希望ユーザー価格	GS1-128コード	クラス分類
ア・ウーノ	フロー St	2.8g (1.5mL)	2,900円	0104570110513128	II
				0104570110513135	
	ローフロー St			0104570110513142	
				0104570110513159	

※商品詳細や不明な点がございましたら、弊社営業担当者までお問い合わせください。

以上