

2026年5月20日



## 「KZR-CAD ファイバーブロック シンボー」 発売のご案内

弊社ではこのたび、「KZR-CAD ファイバーブロック シンボー」を発売いたします。

本製品は、大白歯用のCAD/CAM冠用材料（レジンブロック）の内部に、グラスファイバー強化型レジンを芯材として配置した切削加工用レジン材料です。

CAD/CAM冠と同様の審美性・加工性を持ち、芯材を連結部の補強材として配置することで一度の切削加工でブリッジを製作できます。

ぜひこの機会に、お取引先様へご紹介くださいますようお願い申し上げます。

今後とも安全で安心してご使用いただける製品をお届けできるよう努めてまいります。

引き続き変わらぬご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

記

### (1) 概要・ラインアップ

次ページをご参照ください。

### (2) 本製品の加工について

次ページをご参照ください。

以上

(別紙)

(1) 概要

- ・ 発売日 2026年6月1日(月)
- ・ 販売名 KZR-CAD ファイバーブロック シンボー
- ・ 一般的名称 歯科切削加工用レジン材料
- ・ 区分 管理医療機器
- ・ 認証番号 305AKBZX00011000

(2) ラインアップ

製品名		サイズ	包装 単位	希望ユーザー 価格	GS1-128コード	クラス 分類
KZR-CAD ファイバーブロック シンボー	A2	15×19×40-2	1個	11,000円	0104570110514842	II
	A3				0104570110514859	
	A3.5				0104570110514866	
	A2		3個	32,000円	0104570110515078	
	A3				0104570110515085	
	A3.5				0104570110515092	

(3) 本製品の加工について

本製品は、オープンシステムを採用したCAD/CAMシステムで加工が可能です。  
対応していないシステムをご使用の場合は、弊社にて切削工程を承ります。  
詳細は弊社営業担当者までお問い合わせください。