

ヤマキン製品 合金密度

歯科メタルセラミック修復用貴金属材料	
製品名	密度(g/cm ³)
ゼオメタル 87	18.9
クインテスイエロー	18.5
クインテス 87	19.0
スーパーエクセレント	18.9
スーパークリスタル KP-5	17.3
クリスタルハード SG	17.3
ゼオメタル 53	14.6
クインテスセラフィー	14.9
クインテス 52	14.6
ブライティス	14.2
トレンド 40	13.6
トレンドスパークル	13.2
トレンド ES	12.1
トレンドケイワン	11.8
オーシャンリベンジ	14.9
オーシャン 52	14.7
ゼオメタル ST	11.3
ステイタス	11.3
ステイタスⅢ	11.3
グローリエル	12.0

歯科鑄造用金銀パラジウム合金	
製品名	密度(g/cm ³)
パラゼット 12-n	11.0

歯科鑄造用合金	
製品名	密度(g/cm ³)
ブルーゴールド 30	12.0
ブルーゴールドタイプⅡ	11.7
P キャスト 2	10.5

歯科鑄造用銀合金	
製品名	密度(g/cm ³)
ユニシルバー65-n	9.3
ユニシルバー73	9.6
ユニ S	9.6
ユニ1-n	9.8
ユニコム PT	9.8
ユニコム 7	9.8
ユニコム 5	9.8
シルバーデラックス 5	10.0

歯科鑄造用金合金			
製品名	密度(g/cm ³)	製品名	密度(g/cm ³)
ネクシオキャスト	16.0	ワイピーゴールドタイプⅢ	15.4
ビーアイイエロー	15.4	ワイピーゴールドタイプⅣ	15.1
ベネフィット G	15.5	エスジーK20	16.5
ベネフィットジャスティ	15.5	エスジーK18	15.2
ワイピージー77	15.8	ワイピーK18	15.2
リジットゴールド	13.9	ワイピーK16	14.4
スペイシーJ	13.8	ワイピーK14	13.5
スペイシージェイツー	13.4		
ワイピー35	12.5		
ワイピーゴールドタイプⅠ-n	16.3		
ワイピーゴールドタイプⅡ-n	15.6		