

# 近畿 デンタルショー YAMAKINブース 展示品のご案内 2026

# YAMAKIN

## 今話題の製品が 盛りだくさん!

**CR**  
歯科  
表面滑沢硬化材  
**MTAセメント**  
などなど



## 歯科充填用 コンポジットレジン

# f·UNO

保険適用 ア・ウーノ

**ノーマル  
タイプ**

硬化前は明るく、硬化後は色調が合う。充填箇所がわかりやすい。

**St  
タイプ**

硬化前、後とも同じ色で色調が合う。硬化後のイメージをしやすい。

- ・シェード選択不要!
- ・1色で色があう!ユニバーサル  
シェード型CR
- ・さらにあう! White・Dark

ア・ウーノの  
「色があう!」を  
ブースでご体感ください!

管理医療機器 歯科充填用コンポジットレジン 認証番号: 304AABZX00013000

## 歯科表面滑沢硬化材

# Nu:le Coat

Nu:leコート (ヌールコート)

- ・レジン系修復物の耐摩耗性や滑沢性の向上とキャラクタライズに「塗る・コート」

歯科医院でも 歯科技工所でも Nu:leコート!



写真提供: 医療法人山北歯科診療所 (高知県香南市)

管理医療機器 歯科表面滑沢硬化材 (高分子系歯冠冠着色材料、歯科レジン用接着材料、歯科レジン系補綴物表面滑沢硬化材、歯科接着・充填材料用表面硬化保護材、歯面コーティング材) 認証番号: 303AABZX000051000

## 即時重合レジン

NEW 2026年1月 発売

# Dura-in SJ

デュラインSJ



デュラインSJ (A2,A1) + 「Nu:leコート」仕上げ



- ・強度・耐久性・審美性を高いレベルで兼ね備え、長期的なプロビジョナルレストレーションに適した即時重合レジン。

管理医療機器 歯科汎用アクリル系レジン 認証番号: 307AKBZX00074000

## 歯科用 エッチング材

# Zero Flow Etchant

ゼロフローエッチャント

- ・セレクトィブエッチングに最適な操作性
- ・脱灰深度を制御したリン酸エッチャント

# Multi Etchant

マルチエッチャント

- ・さっと広がり歯質全体をマイルドエッチング&修復物をクリーニング



管理医療機器 歯科用エッチング材 認証番号: 304AGBZX00100000  
管理医療機器 歯科用エッチング材 (歯科セラミックス用接着材料) 認証番号: 228AABZX00136000

## 歯科用覆髄材料

NEW 2025年7月 発売

# TMR MTA cement Maztelle プレミックスタイプ

TMR-MTAセメント マゼテール

- ・“混ぜてる”タイプのMTAセメント



管理医療機器 歯科用覆髄材料 認証番号: 307AABZX00020000

# TMR MTA cement Mielle

TMR-MTAセメント ミエール

- ・ビスマスフリーの覆髄材料  
練和が容易で硬化が速い



管理医療機器 歯科用覆髄材料 認証番号: 231AABZX00017000

デモ希望やご質問はブースのスタッフまでお気軽にお声掛けください。  
当日展示のない製品に関しましてもお気軽にお問い合わせください。また、Webサイトやフリーダイヤルでのご相談も承っております。

●製品に関するお問い合わせはこちら (9:00~17:00) サンキュー ヨク ック  
テクニカルサポート ☎ 0120-39-4929

# 近畿 デンタルショー YAMAKINブース 展示品のご案内 **2026**

# YAMAKIN

## 今話題の製品が 盛りだくさん!

ジルコニア  
FBフレーム  
ポリカーボネート  
などなど



## CAD/CAM用ジルコニア (グラデーションタイプ)

**NEW** ブロック 2025年8月 発売

### KZR-CAD Zr **GR** GR-MHT

KZR-CAD ジルコニア グラデーション

- ・短時間焼成対応型、グラデーションタイプのジルコニアMHTシリーズが誕生
- ・最短40分\*で焼成可能 (3本ブリッジまで)
- ・曲げ強さ、透過率ともに通常焼成と短時間焼成で同じ物性

\*冷却時間を除く

管理医療機器 歯科切削加工用セラミックス 認証番号：228AFBZX00044000



### KZR-CAD Zr **Loxio**

KZR-CAD ジルコニア Loxio

- ・強さと美しさの新結合「ラクシオ」
- ・透光性の異なる5層すべてが 1,100MPa
- ・インレーから14歯フルブリッジまで幅広い症例に

管理医療機器 歯科切削加工用セラミックス 認証番号：304AFBZX00051000



## CAD/CAM用 フレーム材料・ロングタイプレジンブロック

### KZR-CAD Fiber Block **Frame**

KZR-CAD ファイバーブロック フレーム

- ・グラスファイバー強化型レジン「ファイバーブロック®」を使用、曲げ強さ約800MPaを実現



### KZR-CAD HR **BLOCK LONG HARD / GR**

KZR-CAD HR ブロックロング ハード  
KZR-CAD HR ブロックロング GR

- ・ブリッジ製作のさらなるデジタル化

\*本製品は CAD/CAM 冠として保険治療には使用できません。




管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料 認証番号：304AKBZX00077000

管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料 認証番号：305AKBZX00071000

管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料 認証番号：305AKBZX00072000

### ファイバーブリッジの **新提案**

\*本製品を用いたブリッジは保険適用外です。



「ファイバーブロック」は YAMAKIN 株式会社の登録商標です。

## CAD/CAM用ポリカーボネートディスク

### KZR-CAD **プロビPC**

KZR-CAD プロビPC

### KZR-CAD **デンチャーPC**

KZR-CAD デンチャーPC

- ・透明性樹脂素材で  
最高レベルの耐衝撃性、ポリカーボネートを歯科材料に

管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料 認証番号：303AGBZX00102000

管理医療機器 義歯床用熱可塑性レジン (歯科切削加工用レジン材料) 認証番号：304AGBZX00017000



ご質問はブースにおります営業スタッフまで! **お気軽にお声掛けください!**

当日展示のない製品に関しましてもお気軽にお問い合わせください。また、Webサイトやフリーダイヤルでのご相談も承っております。

製造販売元 **YAMAKIN株式会社**  
〒781-5451 高知県香南市香我美町上分字大谷1090-3  
大阪・東京・名古屋・福岡・仙台・高知  
生体科学安全研究室・YAMAKINデジタル研究開発室  
<https://www.yamakin-gold.co.jp>

●製品に関するお問い合わせはこちら  
**テクニカルサポート**  
(平日 9:00~17:00) サンキュー ヨクツク  
**0120-39-4929**

Webサイト  
はこちら

Web  
マガジン  
はこちら

LINE公式アカウント  
**友だち募集中**  
アカウントをご登録いた  
だくと最新の歯科情報、  
キャンペーンなどにつ  
いてお届けします!